


Paraskop M

Dok.-Nr. 85742/03

gültig ab Geräte-Nr./valid from serial No./
valable à partir du No. de série/válido desde la serie No.
288.00001

Fig. 1



Bestell-Nr. Order No.	Ersatzteil-Bezeichnung	Spare part	Für Netzspannung For tension
14401	1 Pinole	1 Quill	alle / all
14402	1 Frässpindel	1 Milling spindle	alle / all
14403	1 Hülse für Frässpindel	1 Sleeve for milling spindle	alle / all
14406	1 Gelenkarm	1 Hinge arm	alle / all
14407	1 Tischmagnet	1 Table magnet	alle / all
14412	1 Trafo	1 Transformer	alle / all
14415	1 Fußschalter komplett	1 Foot switch complete	alle / all
14417	1 Verbindungskabel	1 Connecting cable	alle / all
14418	1 Modelltisch	1 Model table	alle / all
14420	1 Kabelhalter für Pinole	1 Cable clamp for quill	alle / all
14421	1 Hülse für Pinole	1 Sleeve for quill	alle / all
31722	1 Spannzange 2.35 mm	1 Collet chuck 2.35 mm	alle / all
37855	1 Spannzangenschlüssel	1 Chuck key	alle / all

- Ⓓ Bei Ersatzteilbestellungen bitte Bestell-Nr., Stückzahl und Geräte-Nr. angeben.
 ⒼⒸ When ordering spare parts please quote Order No., quantity and equipment serial No.
 Ⓕ Si vous commander des pièces de rechange, veuillez indiquer la référence de l'article, la quantité de pièces et No. de série.
 Ⓔ Al efectuar pedidos de piezas de recambio, se sirvan indicar el No. característico, la cantidad de cada pieza y No. de aparato.

Paraskop M

Dok.-Nr. 85742/03

gültig ab Geräte-Nr./valid from serial No./
valable à partir du No. de série/válido desde la serie No.
288.00001




Fig. 2

Bestell-Nr. Order No.	Ersatzteil-Bezeichnung	Spare part	Für Netzspannung For tension
--------------------------	------------------------	------------	---------------------------------

14404	1 Knebel für Höhenverstellung	1 T-handle for elevation adjustment	alle / all
14405	1 Feststellschraube (Frässpindel/Bohrhub)	1 Fixing screw (milling spindle/drilling stroke)	alle / all
14408	1 Frontplatte (bedruckt)	1 Front panel (imprinted)	alle / all
14409	1 Schalter Magnet ein/aus	1 Switch magnet on/off	alle / all
14410	1 Schalter Drehrichtung	1 Switch direction of rotation	alle / all
14411	1 Potentiometer	1 Potentiometer	alle / all
14413	1 Steuerung	1 Control	alle / all
14422	1 Netzanschluß mit Schalter	1 Mains connection with switch	alle / all
14610	1 Mikrometerschraube	1 Micrometer screw	alle / all
32640	1 Halogenleuchte	1 Halogen lamp	alle / all
33062	1 Ersatzbirne	1 Spare bulb	alle / all

- Ⓓ Bei Ersatzteilbestellungen bitte Bestell-Nr., Stückzahl und Geräte-Nr. angeben.
 ⒼⒷ When ordering spare parts please quote Order No., quantity and equipment serial No.
 Ⓕ Si vous commander des pièces de rechange, veuillez indiquer la référence de l'article, la quantité de pièces et No. de série.
 Ⓔ Al efectuar pedidos de piezas de recambio, se sirvan indicar el No. característico, la cantidad de cada pieza y No. de aparato.